


E 125

Complément

pour bouteilles de perfusion. Dimension des compartiments 125 x 125 mm.



- (Wert)9 comp., mesure comp. : 125 x 125 mm (flacon), 55 x 55 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115828 / Numéro de matériel: 03808510 /
Ancien Numéro de matériel: 69512501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	9
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	224
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,81
Poids brut en kg	2,56