


E 127

Complément

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 57 x 57 mm.



- (Wert)20 comp., mesure comp. : 57 x 57 mm (flacon), 46 x 46 mm (col)

Code EAN: 4002511115842 / Numéro de matériel: 03808530 / Ancien Numéro de matériel: 69512701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	20
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	102
Dimension extérieure, largeur nette en mm	445
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	475
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	1,78
Poids brut en kg	2,10