

E 128

Complément

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 71 x 71 mm.



- (Wert)24 comp., mesure des comp. : 71 x 71 mm (flacon), 46 x 46 mm (col)

Code EAN: 400251115859 / Numéro de matériel: 03808540 /
Ancien Numéro de matériel: 69512801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	24
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	103
Dimension extérieure, largeur nette en mm	445
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	475
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	1,49
Poids brut en kg	1,95