

E 135/1

Complément

pour la prise en charge optimale de (Wert)19 biberons jusqu'à 110 ml.



- Convient pour (Wert)19 biberons de 110 ml
- Adapté aux flacons de 51 x 51 mm, col : 45 x 45 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115910 / Numéro de matériel: 03808640 /
Ancien Numéro de matériel: 69513502D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Capacité	
Biberons [nombre]	19
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	192
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	447
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	195
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	2,02
Poids brut en kg	2,10