

E 135/2

Complément

pour la prise en charge optimale de (Wert)19 biberons jusqu'à 90 ml.



- Convient pour (Wert)19 biberons de 90 ml
- Adapté aux flacons de 51 x 51 mm, col : 42 x 42 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115927 / Numéro de matériel: 03808650 /

Ancien Numéro de matériel: 69513503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Biberons [nombre]	19
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	125
Dimension extérieure, largeur nette en mm	192
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	447
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,97
Poids brut en kg	2,10