

E 135/3

Complément

pour la prise en charge optimale de (Wert)19 biberons jusqu'à 120 ml.



- Convient pour (Wert)19 biberons de 120 ml
- Adapté aux flacons de 56 x 56 mm, col : 49 x 49 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115934 / Numéro de matériel: 03808670 /

Ancien Numéro de matériel: 69513504D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des biberons	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Capacité</b>	
Biberons [nombre]	19
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	192
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	447
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	470
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids net en kg	1,94
Poids brut en kg	2,00