

E 336

Douille de rinçage

pour prise en charge de pipettes/instruments de MIC dans chariots à injection.



- Il peut accueillir des pipettes de 445 mm max. de longueur
- En plastique, vissable

Code EAN: 4002511117068 / Numéro de matériel: 03809390 /
Ancien Numéro de matériel: 69733601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	121
Dimension extérieure, largeur nette en mm	11
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	125
Diamètre en mm	11
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02