

E 351

Injecteur

pour le nettoyage optimal de la verrerie. Taille 4 x 160 mm.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 353
- Ø 4 x 160 mm, vissable

Code EAN: 4002511117075 / Numéro de matériel: 03809500 / Ancien Numéro de matériel: 69735101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	4
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	4
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02