

E 352
Injecteur
pour le nettoyage optimal de la verrerie.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 354
- Ø 6 x 220 mm, vissable

Code EAN: 4002511117082 / Numéro de matériel: 03809510 /
Ancien Numéro de matériel: 69735201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	220
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	30
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03