

E 362

Vis d'obturation

pour verrouiller les vissages sur les supports de chargement.



- Pas de vis M 8 x 1

Code EAN: 4002511117136 / Numéro de matériel: 03809630 /  
Ancien Numéro de matériel: 69736201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	14
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01