

E 374

Complément

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme les raccords d'inhalateur.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116412 / Numéro de matériel: 03809800 /
Ancien Numéro de matériel: 69537401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	63
Dimension extérieure, largeur nette en mm	173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	460
Poids net en kg	1,20
Poids brut en kg	1,20