

E 385
Chariot
pour la prise en charge optimale des verreries à col étroit.



- Équipé de 16 buses d'injection
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2, détection chariot/contrôle du bras de lavage

Code EAN: 4002511116511 / Numéro de matériel: 03809930 /
Ancien Numéro de matériel: 69538501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot de chargement pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	502
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	517
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	550
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	280
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	6,70
Accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	7
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	9
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	7
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	9
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1