


E 413
Complément
pour tuyaux d'aspiration.



- Convient pour 6 tuyaux d'aspiration du System Sirona
- Utilisable dans le panier supérieur O177/1

Code EAN: 4002511124486 / Numéro de matériel: 03810180 /
Ancien Numéro de matériel: 68741301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Tuyaux [nombre]	6
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	205
Dimension extérieure, largeur nette en mm	390
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	485
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,41