


UTS

Casiers à matériel

pour le nettoyage idéal des petites pièces.



- Équipé d'un couvercle
- 3 compartiments avec des dimensions de ?? x ??

Code EAN: 4002511117143 / Numéro de matériel: 03810260 /
Ancien Numéro de matériel: 69741001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	93
Dimension extérieure, largeur nette en mm	102
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	605
Poids net en kg	0,75
Poids brut en kg	1,00