


ID 110

Injecteur

avec supports plastique, Ø (Wert)3 mm, long. 110 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient pour éprouv. graduées, ballons gradués et tubes à essai


Code EAN: 400251116979 / Numéro de matériel: 03810330 /
Ancien Numéro de matériel: 69711001D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	111
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	32

ID 110

Injecteur

avec supports plastique, Ø (Wert)3 mm, long. 110 mm.



Code EAN: 400251116979 / Numéro de matériel: 03810330 /

Ancien Numéro de matériel: 69711001D

Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01