


ID 160  
 Injecteur  
 avec supports plastique, Ø (Wert)4 mm, long. 160 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient pour éprouv. graduées, ballons gradués et tubes à essai

Code EAN: 4002511116993 / Numéro de matériel: 03810350 /  
 Ancien Numéro de matériel: 69716001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	55
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	160
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	55
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	160
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02