

E 143

Complément

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Grille métallique 1 mm, largeur maille 5 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes

Code EAN: 400251115989 / Numéro de matériel: 03830310 /

Ancien Numéro de matériel: 69514301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	285
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260

E 143

Complément

pour la prise en charge optimale de divers instruments.

Code EAN: 400251115989 / Numéro de matériel: 03830310 /
Ancien Numéro de matériel: 69514301D

Poids net en kg	0,49
Poids brut en kg	0,70

