

E 402

Complément

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)44 verres de montre.



- Convient pour (Wert)44 verres de montre de Ø 80 – 125 mm
- Équipé de 23 barres de renfort à 15 mm d'intervalle

Code EAN: 4002511116627 / Numéro de matériel: 03830420 / Ancien Numéro de matériel: 69540201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les verres de montre	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	15
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verres de montre [nombre]	44
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	220
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	0,92
Poids brut en kg	1,14