

E 403

Complément

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)105 verres de montre.



- Convient pour (Wert)105 verres de montre de Ø 50 – 60 mm
- Équipé de 36 barres de renfort à 9 mm d'intervalle

Code EAN: 4002511116634 / Numéro de matériel: 03830430 / Ancien Numéro de matériel: 69540301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les verres de montre	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	9
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verres de montre [nombre]	105
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	35
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	510
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	280
Poids net en kg	1,32
Poids brut en kg	1,48