


A 2

Filet de maintien
pour fixer la verrerie fragile.




- Convient aux 1/2 compléments
- Cadre métal rilsanisé recouvert d'un filet plastifié
- Dimensions : 216 x 456 mm

Code EAN: 400251115590 / Numéro de matériel: 03830460 /
Ancien Numéro de matériel: 69500201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Vert, Blanc, Noir
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, largeur nette en mm	216
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	456

A 2
Filet de maintien
pour fixer la verrerie fragile.



Code EAN: 400251115590 / Numéro de matériel: 03830460 /
Ancien Numéro de matériel: 69500201D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,49