

Code EAN: 4002511115606 / Numéro de matériel: 03830470 /

Ancien Numéro de matériel: 69500301D

A 3 Filet de maintien pour placer la verrerie dans les compléments.



- Cadre métal rilsanisé recouvert d'un filet plastifié
- Convient aux 1/4 de compléments
- 206 x 206 mm

7 TIOIGHT Namiore de materiol. Coccoco IB	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Vert, Blanc, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	206
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,30

0,32

Poids brut en kg