

AK 12  
Complément  
pour la prise en charge de divers ustensiles.



- convient par exemple aux tire-laits, bécjers et entonnors.

Code EAN: 4002511115620 / Numéro de matériel: 03830510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les bécjers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	224
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	434
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	123
Dimension extérieure, largeur brute en mm	315
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,74
Poids brut en kg	1,06