

E 446

Capuchon de douilles de rinçage

pour la fixation des instruments lors de l'utilisation des douilles de rinçage.



- 12 bouchons pour douilles de rinçage
- Ouverture Ø (Wert)10 mm mm

Code EAN: 4002511908178 / Numéro de matériel: 04203860 / Ancien Numéro de matériel: 69744601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03