

E 447

Adaptateur

pour la connexion des raccords Luer-Lock, mâles.



- Pour raccord Luer-Lock, mâle, vissable

Code EAN: 4002511908468 / Numéro de matériel: 04203870 /

Ancien Numéro de matériel: 69744701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	25
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00