

E 448

Flexible en silicone

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Raccord Luer-Lock, mâle, vissable
- Longueur 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Buse de rinçage, pas de vis 8 x 1 mm

Code EAN: 4002511908475 / Numéro de matériel: 04203880 / Ancien Numéro de matériel: 69744801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	8
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	125
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02