

E 451

Complément à mailles  
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Complément à mailles avec couvercle pour les petites pièces
- Maillage métallique : 1 mm au fond, 0,8 mm côtés, 1 mm couvercle
- Largeur mailles : 3 mm au fond, 1,7 mm côtés, 3 mm couvercle

Code EAN: 4002511908154 / Numéro de matériel: 04203910 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	160
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	240
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids net en kg	0,79
Poids brut en kg	0,85