

E 458

Complément

pour la prise en charge optimale des tétines à visser.



- Convient pour 36 tétines à visser
- 36 compartiments de ?? x ??
- Équipé d'un couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002511919358 / Numéro de matériel: 04235200 /
Ancien Numéro de matériel: 69545801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	63
Dimension extérieure, largeur nette en mm	215
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	450
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	220
Poids net en kg	1,50
Poids brut en kg	1,60