


E 457

Complément

pour la prise en charge optimale d'instruments MIC amovibles.



- Convient par ex. 12 poignées ou inserts
- Fond en grille métallique avec largeur mailles 3 mm, côtés fermés
- Support soudé pour 8-12 poignées, réglage variable
- Équipé de 3 arêtes pour les paliers et les supports-tulipes

Code EAN: 4002512067331 / Numéro de matériel: 04618030 / Ancien Numéro de matériel: 69545702D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments MIC	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	192
Dimension extérieure, largeur nette en mm	490
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	62
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	320
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,75
Poids brut en kg	2,02