

## FFK 01

Compartiment filtre à peluches en inox  
pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour une utilisation sur des textiles très sales \*
- Volume d'environ 70 litres
- Pour le raccordement des lave-linge sur un socle
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Raccord ø 7,5 cm

\* Pour un bon fonctionnement de la FFK 01, le lave-linge utilisé doit être placé sur un socle.

Code EAN: 4002512085953 / Numéro de matériel: 04637900 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510022D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Filtre à peluches	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	550
Dimension extérieure, largeur nette en mm	541
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	295
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	585

FFK 01

Compartiment filtre à peluches en inox  
pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



Code EAN: 4002512085953 / Numéro de matériel: 04637900 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510022D

Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Poids net [kg]	12,00
Poids brut en kg	13,00