

E 460

Complément

pour la prise en charge optimale de divers instruments de MIC.



- Convient pour éléments optiques fixes de différentes longueurs
- Largeur mailles au fond 8 x 1 mm, côtés/couvercle 7 x 7 x 3 mm
- 3 supports pour la prise en charge de 2 éléments optiques fixes

Code EAN: 4002512183383 / Numéro de matériel: 04861390 /  
Ancien Numéro de matériel: 69546001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	0,94