

DGGL 1

Plats de cuisson vapeur perforé
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002512309219 / Numéro de matériel: 05001370 /
Ancien Numéro de matériel: 22996084D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et féculents sans bouillon
- Parfait pour la décongélation d'&apost;aliments surgelés
- Contenance : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 40 mm
- Accessoires professionnels de production européenne