

## DGG 3

Récipient cuisson vapeur non perforé  
pour tous les fours vapeur DG hormis DG 7000.

Code EAN: 4002512309233 / Numéro de matériel: 05001400 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996086D



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 265 x 65 mm
- Accessoires professionnels de production européenne