

E 468
Complément
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- En grille métallique/inox avec couvercle et compartimenté
- Largeur de mailles 5 x 5 x 1 mm

Code EAN: 4002512277280 / Numéro de matériel: 05043640 /
Ancien Numéro de matériel: 69546801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	170
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	250
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,67
Poids brut en kg	0,82