


E 486
Support
pour la prise en charge de récipients.



- Convient pour la prise en charge d'(Wert)1 récipient
- Plusieurs supports peuvent être logés dans le complément E 484

Code EAN: 4002512398732 / Numéro de matériel: 05109230 /
Ancien Numéro de matériel: 69548601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour haricots/cuvettes	•
Domaine d'application	
Traitement des cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Cuvettes [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	275
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	475
Dimension extérieure, largeur brute en mm	465
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	25
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,43