


E 487

Support

pour prise en charge de (Wert)4 sabots de bloc opératoire jusqu'à hauteur de 280 mm.



- Plusieurs supports peuvent être logés dans le complément E 484

Code EAN: 4002512398749 / Numéro de matériel: 05109250 /
Ancien Numéro de matériel: 69548701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	280
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	470
Dimension extérieure, largeur brute en mm	470
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	25
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,52