


E 488  
Support  
pour la prise en charge de masques respiratoires.



- Convient pour (Wert)3 masques respiratoires

Code EAN: 4002512398756 / Numéro de matériel: 05109260 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Capacité</b>	
Masques respiratoires [nombre]	3
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	31
Dimension extérieure, largeur nette en mm	240
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	210
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,27
Poids brut en kg	0,39