

AUF 1

Support

traitement optimal des instruments de transfert dans panier supérieur O 177/1.



- Compatible également avec l'adaptateur A 801 dans le panier supérieur A 105/1
- Composé de : un joint, une douille fileté, une attache
- Prise en charge partie inf. et supérieure, 5 plaques filtrantes

Code EAN: 4002512427517 / Numéro de matériel: 05159510 / Ancien Numéro de matériel: 68551101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	125
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,60
Poids brut en kg	0,94
Accessoires	
Plaque de filtre FP	•