

E 496

Injecteur

avec blocage à ressort pour le matériel d'intubation.



Code EAN: 4002512365970 / Numéro de matériel: 05235490 /  
Ancien Numéro de matériel: 69749601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	30
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	30
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,75
Poids brut en kg	0,90