

E 520
Complément
pour extracteurs de racines



- Convient pour 17 instruments endodontiques
- Rabattable
- Stérilisation possible à la vapeur à 121° C / 134° C

Code EAN: 4002512472524 / Numéro de matériel: 05409080 /
Ancien Numéro de matériel: 68552001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Capacité	
Extracteurs de racine [nombre]	17
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	45
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	30
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,10