

DOS-G2

Boîtier de pompe en inox

avec de la place pour 3 pompes P2 au maximum pour doser les produits liquides.



- Barrette de jonction à 12 broches pour un raccordement simplifié

Code EAN: 4002512614870 / Numéro de matériel: 05572530 / Ancien Numéro de matériel: 59170079D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	540
Dimension extérieure, largeur nette en mm	540
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540

DOS-G2

Boîtier de pompe en inox

avec de la place pour 3 pompes P2 au maximum pour doser les produits liquides.

Code EAN: 4002512614870 / Numéro de matériel: 05572530 /
Ancien Numéro de matériel: 59170079D



Poids net [kg]	2,30
Poids brut en kg	2,50