

E 801/1  
Complément  
pour la prise en charge optimale de 8 gobelets.



- Convient pour 8 gobelets, max. Ø 75 mm
- Rilsanisé

Code EAN: 4002513220650 / Numéro de matériel: 05673820 /  
Ancien Numéro de matériel: 68580102D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Gobelets [nombre]	8
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	320
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	510
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	1,00
Poids brut en kg	1,50