


E 470

Injecteur

pour le complément des chariots à injection, Ø 2,5 x 90 mm.



- Convient pour les chariots à injection, vissable
- Convient par ex. pour bouteilles, les Erlenmeyer et les ballons

Code EAN: 4002513248814 / Numéro de matériel: 05701580 /
Ancien Numéro de matériel: 69547001D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Inox, Blanc
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	3
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03