

E 492
Complément
pour la prise en charge des haricots.



- Équipé de 9 supports, hauteur (Wert)86 mm mm, écartement (Wert)49 mm mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002513317343 / Numéro de matériel: 05771140 /
Ancien Numéro de matériel: 69549201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour haricots/cuvettes	•
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	49
Hauteur de support en mm	86
Capacité	
Haricots [nombre]	9
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	256
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	474
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	320
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,07
Poids brut en kg	1,31