

U 168/1

Panier inférieur

pour la prise en charge idéale des sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 45
- 20 supports de (Wert)295 mm mm
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513390940 / Numéro de matériel: 05878590 /
Ancien Numéro de matériel: 69116803D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de support en mm	295
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	315
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	515
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	545
Poids net en kg	3,20
Poids brut en kg	5,20