

E 441/1  
Complément  
pour micro-instruments.



- La largeur de mailles du fond correspond à 1,7 mm
- Les côtés sont fermés, empilables
- Division int. avec 6 arêtes réglables pour disposition délicate
- Stérilisation vapeur à 121° C/134° C

Code EAN: 4002513460476 / Numéro de matériel: 05988240 /  
Ancien Numéro de matériel: 69544102D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments MIC	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	60
Dimension extérieure, largeur nette en mm	183
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	284
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,77
Poids brut en kg	0,92