

E 427

Complément

pour la prise en charge optimale des 6 laryngoscopes.



- Convient pour 6 laryngoscopes

Code EAN: 4002513808209 / Numéro de matériel: 06442120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69542701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	92
Dimension extérieure, largeur nette en mm	210
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	134
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	164
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00