

E 494
Complément
pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Code EAN: 4002513926064 / Numéro de matériel: 06570920 /
Ancien Numéro de matériel: 69549401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Plaques microtitres [nombre]	5
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	35
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	440
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	265
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	180
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00