


A 11/1

Complément

pour nettoyage doux verrerie fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Grille dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG8536

Code EAN: 4002513975680 / Numéro de matériel: 06629660 /
Ancien Numéro de matériel: 69501102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	433
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	433
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	16
Dimension extérieure, largeur brute en mm	470
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,80
Poids brut en kg	1,00