

E 430/1
Complément
pour divers instruments.



- Composé d'un grillage métallique avec largeur de mailles de 5 mm

Code EAN: 4002513984422 / Numéro de matériel: 06643200 /
Ancien Numéro de matériel: 69743003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	160
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	0,36
Poids brut en kg	0,48