


E 522/1

Complément

pour la prise en charge optimale de max. 9 porte-empreintes.



- Équipé de 9 supports

Code EAN: 4002514072722 / Numéro de matériel: 06697010 /
Ancien Numéro de matériel: 68552202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Porte-empreintes [nombre]	9
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	140
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,27
Poids brut en kg	0,36